



Департамент здравоохранения
Тюменской области
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 19»**
(г.Тюмень)

ул. Авторемонтная, 2, г. Тюмень, 625017

Тел. 8(3452) 56-11-19,

факс 8(3452) 56-11-19

E-mail: adm@ob19.ru

ОГРН 1027200876119

ИНН/КПП 7224012710/720301001

Уважаемый руководитель

29.04.2016 № 3624

ЗАПРОС

Об оказании услуг по внешнему контролю качества клинических лабораторных исследований (межлабораторных сличительных исследований ФСВОК, АСНП, «ЦВКК»)

ГАУЗ ТО «Областная больница № 19» просит предоставить коммерческое предложение для формирования закупки на 2026 г.:

№ п/п	Наименование Товара	Функциональные и технические характеристики	Количество Товара
1	Кат № 01-01 Общие биохимические показатели крови (1–5 показателей)	оличество показателей: программа рассчитана на контроль от 1 до 5 любых биохимических показателей по выбору лаборатории. Образцы для проверки качества (ОПК): — Тип материала: лиофилизированные (высушенные) стабилизированные сыворотки крови человека. — Упаковка: герметичные стеклянные флаконы. — Объем после восстановления: 5 мл в каждом флаконе. — Количество на цикл: 2 образца (два уровня концентрации аналитов). — Однородность: коэффициент межфлаконной вариации < 1,5 %, что гарантирует высокую идентичность образцов. — Стабильность ОПК: в невскрытой упаковке до 36 месяцев при 2–8 °С; после восстановления до 3 суток при 2–8 °С и до 8 часов при комнатной температуре (25 °С). Кодификатор методов: для унификации оценки используются специальные коды (например: АЛТ/АСТ — 01, 03, 06; белок общий — 01, 02;	1

		глюкоза — 01, 03 и др.). Полный перечень кодов для десятков показателей (билирубин, креатинин, мочеви́на, холестерин и др.) доступен в кодификаторе ФСВОК.	
2	Кат № 01-15 Онкомаркеры СА 125 и общий ПСА, 3 ц.	Количество циклов: программа включает 3 цикла для оценки правильности и повторяемости определений. Образцы для проверки качества (ОПК): для каждого цикла предоставляется 1 набор из 2 флаконов по 1 мл (всего 3 набора за программу). Гибкость оценки: программа позволяет оценивать одни и те же аналиты с использованием нескольких аналитических систем (при условии достаточности объема ОПК) без дополнительной оплаты. Оценка гармонизации: согласно исследованиям с участием ФСВОК, статус гармонизации для СА 125 в настоящее время находится за пределами критерия минимальной систематической ошибки, что указывает на сохраняющиеся систематические различия между разными аналитическими системами.	1
3	Кат № 03-11 ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ 5-DIFF (MINDRAY)	Целевое оборудование: программа предназначена строго для гематологических анализаторов Mindray, которые подразделяют лейкоциты на 5 субпопуляций (5-diff). Поддерживаемые модели: — серии BC: BC-5000, BC-5100, BC-5120, BC-5130, BC-5140, BC-5150, BC-5180, BC-5200, BC-5300, BC-5380, BC-5390 (включая CRP), BC-5500, BC-5600, BC-5800, BC-6600, BC-6800; — другие модели: Diagon D-Cell 5D, Hospitex HemaScreen v.005. Контролируемые показатели: оцениваются правильность и повторяемость измерений следующих показателей: — эритроцитарные: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HDW; — тромбоцитарные: PLT, MPV, PCT, PDW; — лейкоцитарные (5 DIFF): WBC, а также абсолютное и относительное содержание нейтрофилов (NEUT), лимфоцитов (LYMP), моноцитов (MONO), эозинофилов (EOS) и базофилов (BASO). Образцы для проверки качества (ОПК): — состав: набор из 2 образцов (два уровня концентраций) на один цикл; — объем: 2 флакона по 1 мл каждый; — однородность: коэффициент межфлаконной вариации < 5 %; — стабильность: после вскрытия флакона стабильны 21 день при 2–8 °С; общий срок годности ОПК — 2,5 месяца с момента получения. Периодичность: программа включает 1 цикл (обозначается как «1 ц.»).	1

4	Кат № 06-02 ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К <i>Treponema pallidum</i> МЕТОДАМИ РМП, РПГА, ИММУНОБЛОТТИНГ	Количество циклов: 2 цикла в год. Образцы для проверки качества (ОПК): — количество на цикл: 8 ОПК; — материал: стабилизированные сыворотки крови человека, лиофилизированные (высушенные) во флаконах с герметично заворачивающейся крышкой и резиновой пробкой; — объем в восстановленной форме: 0,5 мл; — однородность: коэффициент межфлаконной вариации < 1,5 %; — стабильность: в нескрытой упаковке (2–8 °С) до 24 месяцев; после восстановления при 17–27 °С — 24 часа, при 2–8 °С — 72 часа. Оценка качества: по показателям чувствительности, специфичности и воспроизводимости результатов.	1
5	Кат № 06-03 ВЫЯВЛЕНИЕ HBsAg (ИФА)	Количество циклов: 2 цикла в год. Образцы для проверки качества (ОПК): 2 набора по 8×1 мл контрольной сыворотки крови в каждом. Оценка: правильность выявления антигена в градациях «+» (обнаружено), «-» (не обнаружено), «±» (сомнительный результат). Качество оценивается по чувствительности и специфичности. Методозависимость: правильный результат устанавливается с учетом конкретной тест-системы, используемой лабораторией.	1
6	Кат № 06-09 ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ к ВГС (ИФА)	Количество циклов: 2 цикла в год. Образцы для проверки качества (ОПК): 2 набора по 8×0,5 мл контрольной сыворотки крови в каждом. Наборы содержат образцы с различными концентрациями антител (положительные, отрицательные, «пограничные») для проверки специфичности и чувствительности тест-систем. Оценка: правильность выявления антител в градациях «+» (обнаружено) или «-» (не обнаружено). Качество оценивается по чувствительности и специфичности.	1

В целях формирования начальной максимальной цены договора (НМЦД) просим Вас направить коммерческие предложения о возможности поставки товаров, соответствующих указанным требованиям, до **31.07.2026** на электронную почту: zavkdlpol@ob19.ru.

Исполнитель
И.о. заведующего КДЛ
Николай Михайлович Бутаков



28.07.2026 г.