



Департамент здравоохранения
Тюменской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНАЯ
БОЛЬНИЦА № 19» (г.Тюмень)
ул. Авторемонтная, 2, г. Тюмень, 625017
Тел. 8(3452) 56-11-19,
факс 8(3452) 56-11-19
E-mail: adm@ob19.ru
ОГРН 1027200876119
ИНН/КПП 7224012710/720301001

21.09.2016 № 4612

На № _____ от _____
О направлении запроса
о предоставлении ценовой информации

Уважаемый руководитель!

ЗАПРОС
О предоставлении ценовой информации

Уважаемый руководитель!

ГАУЗ ТО «Областная больница № 19» проводит сбор ценовой информации в целях определения и обоснования начальной (максимальной) цены будущего договора на поставку реагентов и расходных материалов, предназначенных для использования на биохимическом анализаторе Furuno CA-400 (имеющемся у Заказчика)

Настоящий запрос является процедурой сбора ценовой информации и не налагает на Заказчика обязательств по заключению договора.

Просим Вас предоставить коммерческое предложение о возможности поставки Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

№ п/п	Наименование оборудования/товара/услуги/работы	Характеристики оборудования/товара/услуги/работы	Кол-во, ед.изм.
1.	Альбумин ДДС (кат. № F 10 052)	Метод: Фотометрический тест с бромкрезоловым зеленым, конечная точка. Линейность: 2-60 г/л. Чувствительность: 1,5 г/л. Жидкий стабильный готовый к использованию реагент и стандарт. Стабильность после вскрытия: в течение срока, указанного на этикетке, при +2...+25°C. Фасовка: 576 мл. Совместимость с анализатором Furuno CA-400. Наличие штрих-кодов на флаконах.	2, набор
2.	Альбумин в моче и СМЖ (Микроальбумин) (кат. № F 1 7012 99 10 935)	Метод: Иммунотурбидиметрический. Диапазон (моча): 0,003-0,35 г/л. Диапазон (сыворотка): 0,6-120 г/л. Чувствительность (моча): 0,003 г/л. Количество тестов: 155 шт. Жидкие стабильные реагенты. Стабильность калибровки: 4 недели. Фасовка: 48 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	38, набор
3.	α-Амилаза ДДС (кат. № F 10 114)	Метод: Ферментативный кинетический (EPS-G7). Линейность: 3-2000 е/л. Чувствительность: 3 е/л. Количество тестов: 2000 шт. Жидкие стабильные реагенты. Фасовка: не менее 168 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	2, набор
4.	Аланинаминотранс	Метод: Кинетический, УФ (IFCC). Линейность: 4-600	64, набор

	фероза ДДС (кат. № F 10 012)	е/л. Чувствительность: 4 е/л. Количество тестов: 2040 шт. Жидкие стабильные реагенты. Фасовка: 504 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	
5.	Аспартатаминотрансфераза ДДС (кат. № F 10 032)	Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC. Линейность в диапазоне, 3-700 е/л. Чувствительность, 2 е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°C до +8°C. Фасовка, 504 мл. Совместимость с анализатором Fuguo СА-400 (имеющийся у Заказчика) Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности	64, набор
6.	Билирубин общий ФС ДДС (кат. № F 10 076)	Метод: Фотометрический (ДХА), конечная точка. Линейность: 1,7-510 мкмоль/л. Чувствительность: 1,2 мкмоль/л. Жидкие стабильные реагенты. Калибровка по мультикалибратору. Фасовка: 504 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	5, набор
7.	Билирубин прямой ФС ДДС (кат. № F 10 065)	Метод: Фотометрический (ДХА), конечная точка. Линейность: 1,7-170 мкмоль/л. Чувствительность: 1,7 мкмоль/л. Количество тестов: 680 шт. Жидкие стабильные реагенты. Фасовка: 168 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	4, набор
8.	Гамма-Глутамилтрансфераза ДДС (кат. № F 10 232)	Метод: Колориметрический, кинетический (Зейца-Персиджина / IFCC). Линейность: 2-1200 е/л. Чувствительность: 2 е/л. Жидкие стабильные реагенты. Фасовка: 504 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	2, набор
9.	Глюкоза ДДС (кат. № F 10 082)	Метод: Ферментативный УФ (гексокиназа), конечная точка. Линейность: 0,1-28 ммоль/л. Жидкие стабильные реагенты. Калибровка по мультикалибратору. Фасовка: 576 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	64, набор
10.	Кальций АС ДДС (кат. № F 10 221)	Метод: Колориметрический (арсеназо III), конечная точка. Линейность: 0,01-5,0 ммоль/л. Чувствительность: 0,01 ммоль/л. Количество тестов: 840 шт. Жидкие реагент и стандарт. Фасовка: 2 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	2, набор
11.	Креатинин ДиаС (кат. № F 10 171 022)	Метод: Кинетический (Яффе), без депротенинизации. Линейность: 18-1330 мкмоль/л. Чувствительность: 17 мкмоль/л. Количество тестов: 2040 шт. Жидкие реагенты и стандарт. Фасовка: 504 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	64, набор
12.	Креатинкиназа ДДС (кат. № F 10 212)	Метод: Кинетический, УФ (IFCC/DGKC). Линейность: 1-1100 е/л. Чувствительность: 1 е/л. Жидкие стабильные реагенты. Фасовка: 504 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	2, набор
13.	ЛДГ ДДС (кат. № F 10 242)	Метод: Кинетический, УФ (DGKC). Линейность: 10-1200 е/л. Чувствительность: 5 е/л. Жидкие стабильные реагенты. Фасовка: 504 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	2, набор
14.	Холестерин ЛПНП ДДС (кат. № F 10 431)	Метод: Кинетический, УФ. Линейность: 10-1200 е/л. Чувствительность: 5 е/л. Жидкие стабильные реагенты. Фасовка: 504 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	8, набор
15.	Мочевая кислота ДДС (кат. № F 10 142)	Метод: Уриказный (TOOS), с аскорбатоксидазой, конечная точка. Линейность: 10-2500 мкмоль/л. Чувствительность: 6 мкмоль/л. Жидкие реагенты и стандарт. Наличие АЛФ для устранения липемичности. Фасовка: 504 мл. Совместимость с СА-400. Наличие	3, набор

		штрих-кодов.	
16.	Мочевина ДДС (кат. № F 10 234)	Метод: Уреазный (глутаматдегидрогеназный), УФ, кинетический. Линейность (сыворотка/моча): 0,3-50 ммоль/л. Чувствительность: 0,3 ммоль/л. Количество тестов: 2040 шт. Жидкие реагенты и стандарт. Фасовка: 504 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	46, набор
17.	Креатинкиназа МБ (СК-МБ FS) (кат. № F 1 1641 99 10 930)	Метод: УФ (DGKC/IFCC) с ингибированием моноклональными антителами. Линейность: 2-2000 е/л. Чувствительность: 2 е/л. Жидкие стабильные реагенты. Фасовка: 100 мл. Количество тестов: 320 шт. Совместимость с ПО UI Main (версия 115+) анализатора СА-400.	2, набор
18.	С-реактивный белок (CRP FS) (кат. № F 1 7002 99 10 935)	Метод: Иммунотурбидиметрический. Универсальный режим: 0,3-350 мг/л, чувств. 0,3 мг/л. Высокочувствительный режим: 0,05-20 мг/л, чувств. 0,05 мг/л. Стабильность калибровки: 4 недели. Количество тестов: 150 шт. Жидкие реагенты. Фасовка: 48 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	130, набор
19.	Триглицериды ДДС (кат. № F 10 182)	Метод: Ферментативный (глицерол-3-фосфатоксидаза), метод Триндера, конечная точка. Линейность: 0,01-11,3 ммоль/л. Чувствительность: 0,01 ммоль/л. Жидкие реагент и стандарт. Фасовка: 576 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	3, набор
20.	Холестерин ДДС (кат. № F 10 192)	Метод: Ферментативный (CHOD-PAP), метод Триндера, конечная точка. Линейность: 0,08-19,4 ммоль/л. Чувствительность: 0,05 ммоль/л. Жидкие реагент и стандарт. Фасовка: 576 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	61, набор
21.	Щелочная фосфатаза ДДС (кат. № F 10 202)	Метод: Кинетический фотометрический (DGKC). Линейность: 3-4500 е/л. Чувствительность: 3 е/л. Количество тестов: 2040 шт. Жидкие стабильные реагенты. Фасовка: 504 мл. Совместимость с СА-400. Наличие штрих-кодов.	2, набор
22.	Мультикалибратор для КЛД (кат. № 5 9100 99 10 064)	Лиофилизированный калибратор на основе сыворотки человека. Для калибровки: альбумин, амилаза, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, холестерин, триглицериды и др. Стабильность невскрытого: до конца срока при +2...+8°C. Стабильность растворенного (заморозка): 30 дней (билирубин – 14 дней). Фасовка: 6 флаконов по 3 мл.	8, набор
23.	Контрольная сыворотка «Норма» (кат. № 5 9000 99 10 061)	Лиофилизированный контрольный материал (низкие значения). Для внутрилабораторного контроля. Стабильность невскрытого: до конца срока при +2...+8°C. Стабильность растворенного (заморозка): 30 дней (билирубин – 14 дней). Фасовка: 6 флаконов по 5 мл.	10, набор
24.	Контрольная сыворотка «Патология» (кат. № 5 9050 99 10 061)	Лиофилизированный контрольный материал (высокие значения). Для внутрилабораторного контроля. Стабильность невскрытого: до конца срока при +2...+8°C. Стабильность растворенного (заморозка): 30 дней (билирубин – 14 дней). Фасовка: 6 флаконов по 5 мл.	10, набор
25.	Контрольная сыворотка специфических белков Ур. 1 (кат. № 5 9500 99 10 046)	Жидкий готовый к использованию контроль (низкие значения) на основе человеческой плазмы. Для контроля: микроальбумин, АСЛО, С3, С4, ферритин, Ig A, G, M, E, РФ, СРБ, трансферрин. Стабильность невскрытого: до конца срока при +2...+8°C. Стабильность после вскрытия: 90 дней. Фасовка: 1 мл.	12, набор
26.	Контрольная сыворотка специфических	Жидкий готовый к использованию контроль (высокие значения) на основе человеческой плазмы. Для контроля: микроальбумин, АСЛО, С3, С4, ферритин, Ig	12, набор

	белков Ур. 2 (кат. № 5 9510 99 10 046)	А, G, M, E, PФ, СРБ, трансферрин. Стабильность не вскрытого: до конца срока при +2...+8°C. Стабильность после вскрытия: 90 дней. Фасовка: 1 мл.	
27.	Ненасыщенная железосвязывающая способность (НЖСС) (кат. № F 1 1921 99 10 930)	Линейность: 1-135 мкмоль/л. Чувствительность: 1 мкмоль/л. Жидкие стабильные реагенты. Калибровка по мультикалибратору. Фасовка: 100 мл. Совместимость с ПО UI Main (версия 115+) анализатора СА-400.	2, набор
28.	Железа в сыворотке крови (ЖЕЛЕЗО ДиаС) (кат. № F 10 191 022)	Тест: фотометрический с ференом по конечной точке Линейность в диапазоне, мкмоль/л Чувствительность, 0,4 мкмоль/л Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°C до +8°C. Реагенты должны быть совместимы с программным обеспечением UI Main (версия UI 115 или выше), установленным на анализаторе FURUNO CA-400, эксплуатируемым Заказчиком Количество тестов в наборе, 2040 шт Объем флакона, 504 мл.	2, набор
29.	Общий белок ДДС (бипреагент) (кат. № F 10 172-2)	Метод: Биуретовый, конечная точка. Линейность: 0,5-150 г/л. Чувствительность: 0,5 г/л. Жидкие реагенты и стандарт. Фасовка: 504 мл. Совместимость с ПО UI Main (версия 115+) анализатора СА-400.	2, набор
30.	Калибратор С-реактивного белка (кат. № 1 7000 99 10 039)	Набор жидких калибраторов (не менее 5 уровней) на основе сыворотки человека. Стабильность не вскрытого: до конца срока при +2...+8°C. Стабильность после вскрытия: 3 месяца при +2...+8°C. Фасовка: 5 флаконов по 2 мл.	6, набор
31.	Промывающий раствор №9 (щелочь)	Для промывки дозатора и кювет. Состав: вода, этиленгликоль, моноэтаноламин и др. pH 11,4. Совместимость с СА-400. Фасовка: 500 мл.	13, флакон
32.	Промывающий раствор №3 (кислый)	Для промывки дозатора и кювет. Состав: вода, полиэтиленгликоль, щавелевая и лимонная кислоты, этанол. pH 1,0. Совместимость с СА-400. Фасовка: 500 мл.	13, флакон
33.	Холестерин ЛПВП ДДС (кат. № F 10 421)	Метод: Прямой ферментативный с детергентным ингибированием. Чувствительность: 0,03 ммоль/л. Линейность: 0,06-5,4 ммоль/л. Жидкие реагенты и калибратор. Наличие АЛФ. Стабильность на борту и калибровки: 4 недели. Фасовка: не менее 100 мл. Совместимость с ПО UI Main (версия 115+) анализатора СА-400.	8, набор
34.	Калибратор креатинкиназы МБ (кат. № 5 9450 99 10 074)	Лиофилизированный калибратор на основе человеческих компонентов. Стабильность после восстановления (заморозка): до -20°C. Фасовка: 1 мл.	2, набор
35.	Калибратор альбумина в моче и СМЖ (кат. № 1 9300 99 10 059)	Набор жидких калибраторов (не менее 5 уровней) на основе плазмы человека. Стабильность не вскрытого: до конца срока при +2...+8°C. Стабильность после вскрытия: 3 месяца при +2...+8°C. Фасовка: 5 флаконов по 1 мл.	4, набор
36.	Реагент для определения липопротеина(а) LP(a) ИВД (кат. № 3019356)	Метод: Иммунотурбидиметрический. Диапазон измерения: не менее 5-120 нмоль/л. Чувствительность: не менее 1,0 нмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность после вскрытия: в течение срока, указанного на этикетке, при +2...+8°C. Стабильность калибровки: не менее 7 дней. Количество определений в наборе: не менее 100 шт.	18, набор

		Комплектация: с калибратором (не менее 5 уровней). Фасовка: не менее 18 флаконов. Совместимость с анализатором Fuguo CA-400. Наличие штрих-кодов на флаконах.	
37.	Контрольный материал ИВД (Lipid Control Serum) Ур. 1 (кат. № 003165)	Лиофилизированный контрольный материал на основе сыворотки человека (низкие значения). Предназначен для внутрилабораторного контроля качества при определении липидов: общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП. Стабильность в не вскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2...+8°C. Стабильность после восстановления (заморозка): не менее 30 дней. Комплектация: 3 флакона. Фасовка: не менее 1 мл.	4, набор
38.	Контрольный материал ИВД (Lipid Control Serum) Ур. 2 (кат. № 3003171)	Лиофилизированный контрольный материал на основе сыворотки человека (высокие значения). Предназначен для внутрилабораторного контроля качества при определении липидов: общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП. Стабильность в не вскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2...+8°C. Стабильность после восстановления (заморозка): не менее 30 дней. Комплектация: 3 флакона. Фасовка: не менее 1 мл.	4, набор

С целью формирования начальной максимальной цены договоров просим предоставить коммерческие предложения о возможности поставки товара, соответствующего о вышеуказанным требованиям, по форме в приложении к настоящему запросу на электронную почту.

Срок предоставления ответа на запрос коммерческого предложения: **в течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты получения запроса

Просим направить КП на адрес: ob19mm@list.ru (с пометкой «Ценовое предложение»). Копию — инициатору закупки: zavkdlpol@ob19.ru

Место поставки: **625017, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 2, ГАУЗ ТО «Областная больница №19».**

Настоящий запрос **не является офертой** и **не влечёт возникновения обязательств** Заказчика.

Срок действия цены — не менее 90 календарных дней.

Условия оплаты: безналичный расчёт, без аванса, оплата в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приёме.

Срок поставки: партиями по заявкам Заказчика в течение 2027 года в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки.

Форма коммерческого предложения (Приложение на 1 л.).

Инициатор закупки
и.о. заведующий КДЛ



Н.М. Бутаков

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Главному врачу
ГБУЗ ТО «Областная больница №19»
М.Э. Мартирисяну

Коммерческое предложение

На Ваш запрос коммерческих предложений исх. № _____ от _____ 202__ г. предоставляем следующую информацию о возможности поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Наименование оборудования/товара/ услуги/работы	Характеристики оборудования /товара /услуги/работы	Кол-во, ед.изм.	Цена за единицу	Сумма НДС	Сумма с НДС/без НДС

Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) _____

Гарантийный срок (остаточный срок годности) на товар/работы/услуги _____

Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) _____

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка)

М.П.

« _____ » _____ 20__ г.