



Департамент здравоохранения
Тюменской области
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 19»
(г.Тюмень)**

ул. Авторемонтная, 2, г. Тюмень,
625017

Тел. 8(3452) 56-11-19,

факс 8(3452) 56-11-19

E-mail: adm@ob19.ru

ОГРН 1027200876119

ИНН/КПП 7224012710/720301001

19-10-2026 № 5227

На № _____ от _____

О направлении запроса

Уважаемый руководитель

О направлении запроса

ГАУЗ ТО «Областная больница № 19» планирует осуществить закупку следующих товаров в 2027 году:

Наименование товара	Кол-во
Реагент моноклональный для выявления антигена (А) в крови	6 наборов
Реагент моноклональный для выявления антигена (А-1) в крови	6 наборов
Реагент моноклональный для выявления антигена (В) в крови	6 наборов
Реагент моноклональный для выявления антигена (АВ) в крови	6 наборов
Реагент моноклональный для выявления антигена (А слабый) в крови	6 наборов
Реагент моноклональный для выявления антигена (Д) в системе резус	6 наборов
Реагент моноклональный для выявления антигена (е) в системе резус	4 набора
Реагент моноклональный для выявления антигена (Е) в системе резус	4 набора
Реагент моноклональный для выявления антигена (С) в системе резус	4 набора
Реагент моноклональный для выявления антигена (с) в системе резус	4 набора
Набор стандартных эритроцитов АВО	18 наборов
Реагент моноклональный для выявления антигена К системы Kell	6 наборов
Реагент моноклональный для выявления антигена k системы Kell	2 упаковки

С целью формирования начальной максимальной цены договоров просим предоставить коммерческие предложения о возможности поставки товара, соответствующего о вышеуказанным требованиям, по форме в приложении к настоящему запросу на электронную почту.

Срок предоставления ответа на запрос коммерческого предложения: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса

Просим направить КП на адрес: ob19mm@list.ru (с пометкой «Ценовое предложение»). Копию — инициатору закупки: zavkdipol@ob19.ru

Место поставки: 625017, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 2, ГАУЗ ТО «Областная больница №19».

Настоящий запрос не является офертой и не влечёт возникновения обязательств Заказчика.

Срок действия цены — не менее 90 календарных дней.

Срок поставки: партиями по заявкам Заказчика в течение 2027 года в течение 15 рабочих дней с даты получения заявки.

Форма коммерческого предложения (Приложение на 1 л.).

Инициатор закупки
И. о. заведующего КДЛ _____
Тел.: 8-912-997-37-07



Н. М. Бутаков

Техническое задание

Поставка иммуногематологических реагентов в 2027 году

№ п/п	Наименование товара	Характеристика	Кол-во
1	Реагент моноклональный для выявления антигена (А) в крови	Показатели, которые не изменяются: Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2, А3. Прозрачная жидкость красного цвета. Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Форма выпуска: не менее 10 флаконов объемом не менее 10 мл. каждый. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32.	6 наборов
2	Реагент моноклональный для выявления антигена (А-1) в крови	Показатели, которые не изменяются: Диагностический жидкий реагент, предназначен для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена. Реагент выявляет А1 антиген человека и вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В. Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Агглютинация при смешивании с эритроцитами А1 и А1В наступает в течение не более 30 сек. Форма выпуска: не менее 10 флаконов объемом не менее 10 мл. каждый.	6 наборов
3	Реагент моноклональный для выявления антигена (В) в крови	Показатели, которые не изменяются: Реагент выявляет антиген В, включая его слабые варианты. Жидкость прозрачная, синего цвета. Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Форма выпуска: не менее 10 флаконов объемом не менее 10 мл. каждый. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее 1:32.	6 наборов
4	Реагент моноклональный для выявления антигена (АВ) в крови	Показатели, которые не изменяются: Реагент для типирования групп крови по системе АВ0, в реакции прямой агглютинации на плоскости. Смесь моноклональных антител класса IgM, секретируемых мышинными гибридами анти-А и Анти-В. Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Форма выпуска: не менее 10 флаконов объемом не менее 10 мл. каждый. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) – не менее 1:32, с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32.	6 наборов
5	Реагент моноклональный для выявления антигена (А слабый) в крови	Показатели, которые не изменяются: Реагент солевой раствор моноклональных антител анти-А класса IgM. Для типирования групп крови по системе АВ0, в реакции прямой агглютинации на плоскости. Предназначен для уточнения группы крови при наличии слабых вариантов антигена А методом прямой реакции агглютинации: на плоскости, в пробирках, в микроплате. Выявляет все варианты А антигена, включая Ах. Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Форма выпуска: не менее 10 флаконов объемом не менее 10 мл. каждый.	6 наборов

№ п/п	Наименование товара	Характеристика	Кол-во
6	Реагент моноклональный для выявления антигена (D) в системе резус	Показатели, которые не изменяются: Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте. Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Форма выпуска: не менее 10 флаконов объемом не менее 10 мл. каждый. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате с D (+) эритроцитами.	6 наборов
7	Реагент моноклональный для выявления антигена (e) в системе резус	Показатели, которые не изменяются: Моноклональные антитела человека класса IgM. Выявляет hr"(e) антиген системы резус человека. Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Форма выпуска: не менее 10 флаконов объемом не менее 10 мл. каждый. Титр не менее 1:16 в реакции агглютинации в микроплате положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости.	4 набора
8	Реагент моноклональный для выявления антигена (E) в системе резус	Показатели, которые не изменяются: Моноклональные антитела человека класса IgM. Предназначен для выявления rh"(E) антигена системы резус. Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Форма выпуска: не менее 10 флаконов объемом не менее 10 мл. каждый. Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами (E+) не менее 1:32. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости.	4 набора
9	Реагент моноклональный для выявления антигена (C) в системе резус	Показатели, которые не изменяются: Моноклональный реагент для выявления антигена (C) в системе резуссодержит моноклональные полные (IgM) анти-с и анти-е антитела, соответственно. Реагенты позволяют выявлять на эритроцитах антигены системы резус hr'(c) и hr"(e), соответственно, в простых реакциях с нативными эритроцитами: в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирочном тесте. Моноклональные антитела, входящие в состав препаратов, обладают высокой авидностью и не дают перекрестных реакций. Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Форма выпуска: не менее 10 флаконов по не менее 10 мл. каждый.	4 набора
10	Реагент моноклональный для выявления антигена (c) в системе резус	Показатели, которые не изменяются: Моноклональные антитела человека класса IgM. Выявляет hr'(c) антиген системы резус человека. Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Форма выпуска: не менее 10 флаконов объемом не менее 5 мл. каждый. Титр в реакции агглютинации в микроплате не менее 1:32 с с-положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости.	4 набора

№ п/п	Наименование товара	Характеристика	Кол-во
11	Набор стандартных эритроцитов ABO	Показатели, которые не изменяются: Набор реагентов стандартных эритроцитов ABO. Используется при проведении исследований для определения групп крови человека: первой(0), второй(A), третьей(B), четвертой(AB). Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Форма выпуска, набор: не менее 3 флакона объемом не менее 5мл. каждый.	18 наборов
12	Реагент моноклональный для выявления антигена K системы Kell	Показатели, которые не изменяются: Реагент выявляет антиген Kell на эритроцитах человека. Единица измерения: упаковка. Минимальные и (или) максимальные показатели: Форма выпуска: не менее 10 флаконов объемом не менее 10 мл. каждый. Гемагглютинирующая активность не более 35 сек.	6 наборов
13	Реагент моноклональный для выявления антигена k системы Kell	Реагент моноклональный для выявления антигена k системы Kell на эритроцитах человека. Форма выпуска: упаковка из 10 флаконов. Объем одного флакона: _____ мл.	2 упаковки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Приложение к письму от «___» _____ 20__ г. № _____

Главному врачу
ГАУЗ ТО «Областная больница № 19»
М. Э. Мартиросяну

Коммерческое предложение

На Ваш запрос коммерческих предложений исх. № _____ от «___» _____ 20__ г.
предоставляем следующую информацию о возможности поставки товара (оказания услуг,
выполнения работ):

Наименование оборудования/ товара/услуги/ работы	Характеристики оборудования/ товара/услуги/ работы	Кол-во, ед. изм.	Цена за единицу	Сумма НДС	Сумма с НДС/без НДС

Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) _____

Гарантийный срок (остаточный срок годности) на товар/работы/услуги _____

Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) _____

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка)

М. П.

«___» _____ 20__ г.