



Департамент здравоохранения
Тюменской области
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 19»**
(г.Тюмень)

ул. Авторемонтная, 2, г. Тюмень,

Тел. 8(3452) 56-11-19,

факс 8(3452) 56-11-19

E-mail: adm@ob19.ru

ОГРН 1027200876119

ИНН/КПП 7224012710/720301001

20.10.2026. № 5258

На № _____ от _____

О направлении запроса

Уважаемый руководитель!

ГАУЗ ТО «Областная больница № 19» планирует осуществить закупку следующих товаров в 2027 г.

	Наименование товара	Технические характеристики	Количество
	Масло иммерсионное синтетическое	Не содержит натуральных смол. Для световой микроскопии с объективами 100х. Показатель преломления $n \approx 1.515$. Флакон с капельницей/дозатором, 100 мл.	фл.
	Краситель гематологический по Романовскому	Азур-эозиновая смесь, аналог метода Романовского-Гимзы. Готовый раствор. Для окраски мазков крови, костного мозга, паразитов крови. Объем: 1000 мл.	фл.
	Краситель для окрашивания ретикулоцитов	Суправитальное окрашивание, на основе бриллиантового крезильного синего. Готовый раствор. Флакон 50 мл.	фл.
4	Набор для окраски по Папаниколау	Для гинекологических и негинекологических цитологических препаратов. Состав: гематоксилин, оранжевый G (OG-6), полихромный краситель (EA-50 / EA-36). На 500 исследований.	набор

5	Гематоксилин Карацци	Окисленный, с протравой. Готовый раствор. Для цитологии и гистологии. Объём: 250 мл.	набор
6	Набор для окраски по Граму	Кристаллический фиолетовый, раствор Люголя, обесцвечивающий раствор, контрастирующий краситель. 100–200 определений.	набор
7	Набор для окраски по Цилю-Нильсену	Для выявления кислотоустойчивых микобактерий. Карболовый фуксин, обесцвечивающий раствор, метиленовый синий. Допускается холодная и классическая методика.	набор
	Контрольный материал для белка в моче	Двухуровневый. Аттестованные значения: общий белок, микроальбумин. Для колориметрии и турбидиметрии.	набор
	Набор для определения белка в моче	Колориметрический метод с пирогалловым красным. Калибратор + реагент. 400–600 исследований. Совместимость: Clima MC-15 или ручной анализ.	набор
	Набор для копрограммы	Раствор Люголя, Судан III, уксусная кислота. Флаконы по 250 мл. 400–500 исследований.	набор
	Раствор для метода Като	Смесь глицерина, малахитового зелёного, фенола. Флакон 200 мл. 2000–3000 исследований.	набор

С целью формирования начальной максимальной цены договоров просим предоставить коммерческие предложения о возможности поставки товара, соответствующего о вышеуказанным требованиям, по форме в приложении к настоящему запросу на электронную почту.

Срок предоставления ответа на запрос **коммерческого предложения: в течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты получения запроса

Просим направить КП на адрес: ob19mm@list.ru (с пометкой «Ценовое предложение»). Копию — инициатору закупки: zavkdipol@ob19.ru

Место поставки: **625017, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 2, ГАУЗ ТО «Областная больница №19».**

Настоящий запрос **не является офертой и не влечёт возникновения обязательств** Заказчика.

Срок действия цены — не менее 30 календарных дней.

Условия оплаты: безналичный расчёт, без аванса, оплата в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приёмке.

Срок поставки: партиями по заявкам Заказчика в течение 2026 года в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки.

Технические задания **прилагаются**

Форма коммерческого предложения (Приложение на 1 листе)

Инициатор закупки:

Исполняющий обязанности заведующего КДЛ

Бутаков Николай Михайлович

Главному врачу

ГБУЗ ТО «Областная больница №19»

М.Э. Мартиросян

Коммерческое предложение

Ваш запрос коммерческого предложения исх.№ _____ от _____ 202_ г. предоставляем следующую информацию о возможности поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Наименование оборудования/товара/услуги/работы	Характеристики оборудования / товара / услуги / работы	Кол-во, ед.измер	Цена за единиц у	Сумм а НДС	Сумм а с НДС / без НДС

Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)

Гарантийный срок (остаточный срок годности) на товар / работы / услуги

Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)

Руководитель _____

подпись

расшифровка

М.П.

« _____ » _____ 202_ г.

Техническое задание

Поставка красителей и лабораторных наборов в 2027 году. Наименования, характеристики и числовые количества приведены без пересчёта.

№	Наименование товара	Технические характеристики	Кол-во	Ед. изм.
	Масло иммерсионное синтетическое	Не содержит натуральных смол. Для световой микроскопии с объективами 100х. Показатель преломления $n \approx 1.515$. Флакон с капельницей/дозатором, 100 мл.		Флакон
	Краситель гематологический по Романовскому	Азур-эозинная смесь, аналог метода Романовского-Гимзы. Готовый раствор. Для окраски мазков крови, костного мозга, паразитов крови. Объём: 1000 мл.		Флакон
	Краситель для окрашивания ретикулоцитов	Суправитальное окрашивание, на основе бриллиантового крезилового синего. Готовый раствор. Флакон 50 мл.		Флакон
	Набор для окраски по Папаниколау	Для гинекологических и негинекологических цитологических препаратов. Состав: гематоксилин, оранжевый G (OG-6), полихромный краситель (EA-50 / EA-36). На 500 исследований.		Набор
	Гематоксилин Карацци	Окисленный, с протравой. Готовый раствор. Для цитологии и гистологии. Объём: 250 мл.		Набор
	Набор для окраски по Граму	Кристаллический фиолетовый, раствор Люголя, обесцвечивающий раствор, контрастирующий краситель. 100–200 определений.		Набор
	Набор для окраски по Цилю-Нильсену	Для выявления кислотоустойчивых микобактерий. Карболовый фуксин, обесцвечивающий раствор, метиленовый синий. Допускается холодная и классическая методика.		Набор
	Контрольный материал для белка в моче	Двухуровневый. Аттестованные значения: общий белок, микроальбумин. Для колориметрии и турбидиметрии.		Набор
	Набор для определения белка в моче	Колориметрический метод с пирогалловым красным. Калибратор + реагент. 400–600 исследований. Совместимость: Clima MC-15 или ручной анализ.		Набор
	Набор для копрограммы	Раствор Люголя, Судан III, уксусная кислота. Флаконы по 250 мл. 400–500 исследований.		Набор
	Раствор для метода Като	Смесь глицерина, малахитового зелёного, фенола. Флакон 200 мл. 2000–3000 исследований.		Набор